


Standards:

ETA-18/0371



Pinnoite tyypit:



Dimensions

Material index	d [mm]	L [mm]	D [mm]	A [mm]	RAL	Pinnoite tyypit
52380055060S16BT	5.5	60	10.5	16		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055070BT	5.5	70	10.5	-		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055050BT	5.5	50	10.5	-		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055025BT	5.5	25	10.5	-		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055025S14BT	5.5	25	10.5	14		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055032S16BT	5.5	32	10.5	16		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055019S14BT	5.5	19	10.5	14		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055038BT	5.5	38	10.5	-		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055050S16BT	5.5	50	10.5	16		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055025S16BT	5.5	25	10.5	16		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055060S14BT	5.5	60	10.5	14		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055038S14BT	5.5	38	10.5	14		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055060BT	5.5	60	10.5	-		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055032BT	5.5	32	10.5	-		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055070S14BT	5.5	70	10.5	14		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055019S16BT	5.5	19	10.5	16		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)

Material index	d [mm]	L [mm]	D [mm]	A [mm]	RAL	Pinnoite tyypit
52380055019BT	5.5	19	10.5	-		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055050S14BT	5.5	50	10.5	14		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055032S14BT	5.5	32	10.5	14		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055038S16BT	5.5	38	10.5	16		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
52380055070S16BT	5.5	70	10.5	16		B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
5238055025S14B910T	5.5	25	10.5	14	9010	B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
5238055025S14B716T	5.5	25	10.5	14	7016	B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
5238055025S14B503T	5.5	25	10.5	14	5003	B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
5238055025S14B906T	5.5	25	10.5	14	9006	B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)
5238055025S14B735T	5.5	25	10.5	14	7035	B (powłoka cynkowa w pasywacji białej)